



## **Silmade massaažiseade AL-668 kasutusjuhend**

Täname, et valisite meie tooted. Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi, see on vajalik õige kasutamise tagamiseks. Palun hoidke seda juhendit alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

### **Silmade massaažiseadme töö põhimõte :**

Silmamassaaživahend kasutab kauginfrapunakütte mikroarvuti kiibi kontrolltehnoloogiat, mis aitab silmalihastel läbi silmade kuuma kompressi tervendavat liikumist teostada .

Prillide sisemuses on õhkpadjad milledega surutakse kokku ja vabastatakse silmade ümber olevaid lihaseid. Koos seadme sisemise vibratsioonimootori ja kauginfrapuna soojendusega tekitatakse terviklik massaažiefekt silmade ümberolevatele lihastele.

### **Kasutusvaldkond :**

Nägemisvõime leevendamiseks on müoopial tervisemassaaži efekt. Seda soovitatakse kasutada: õpilastel, üliõpilastel, õpetajatel, disaineritel, arvuti operaatoritel, ja teistel kelle igapäevases töös tuleb kasutada palju arvutiekraane või kes silmade vaegusest tulenevalt kasutavad pidevalt prille oma õppimises, töös, lugemises jne. mille tulemusel silmad väsivad ja vajavad turgutamist ja stimuleerimist.

### **Tootefunktsioonid:**

See toode on kõrgtehnoloogiline silmamassaažiseade, milles on võetud kasutusele mikroarvuti kiibi juhtimise tehnoloogia, et viia läbi kogu protsessi simulatsiooni kontroll. Sees seades on edukalt rakendatud uue kontseptsiooniga silmade hooldust õhurõhuga, muutes selle toote kasutuse mugavaks ja meeldivaks. Mikro arvuti kontrollib silmade ja silmi ümbritsevaid lihaseid ja suunab õhkpatjade rõhku, mis teostavad lihasgruppidele stimulatsioone ja tagavad massaažiefekti

### **Pakend sisaldab:**

Massaažiseade

Seadme laadimiseks USB kaabel toiteadapter

Kasutusjuhend (kaasa arvatud garantiikaart/sertifikaat)

### **Enne kasutamist :**

Kui aku on liiga tühi siis masin lülitub ise välja või te ei saa seda uuesti sisse lülitada, kasutage laadimiseks komplektis kaasasolevat USB juhet, mida saate ühendada oma nutiseadme vooluvõrgu adapteriga. Kui aku on laetud siis eemaldage vooluadapter seadmest. Ärge jätke seadet pikaks ajaks vooluvõrku laadima, nii pikendate seadme aku eluiga.

### **Laadimine :**

1. Ühendage toiteadapteri USB-pistik toote USB-porti
2. Laadimisprotsessi märgutuli on punane ja pärast laadimist on märgutuli sinine.
3. Laadimisprotsessi ajal ei toeta toode alustamistööd (laadimine tööolekus, toode käivitab enesekaitse programmi ja lõpetab automaatselt töötamise
4. Põhimootor kasutab sisseehitatud taaslaetavat akut toiteallikana 4-5 tundi

### **Töörežiim:**

Vaikimisi on tööaeg 15 minutit. Kui on vaja kasutusaega pikendada, tuleb seade uuesti sisse lülitada. Kasutuse tsükkel ei tohi ületada iga kord 15 minutit.

### **Algkäivitusrežiim:**

Vajutage pikalt avatud/suletud režiimi klahvi 2 sekundit, käivitage seade, seade käivitub vaikimisi automaatrežiimis massaažiprogrammiga. Kui soovite seadet sulgeda ja massaažiprogrammi katkestada siis vajutage uuesti juhtnuppu 2 sekundit ja seade seiskub.

### **Seadmes on programmeeritud 5 massaaži programmi :**

Automaatrežiim. Rõhuga masseerimine, kuum kompress, vibratsioon + bluetooth

Nautimise režiimi. Rõhuga masserimine, kuum kompress + bluetooth

Õhurõhu režiim. Rõhuga masseerimine + bluetooth

Vibratsiooni režiim. Vibratsioon + bluetooth

Kuumtihendusrežiim. Kuum kompress + bluetooth

### **Ettevaatusabinõud kasutamisel:**

Veendumaks, et kasutate massaažiseadet õigesti, lugege enne kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit:

1. Ärge kasutage silma massaažiseadet välitingimustes kõndides ega sõites.
2. Ärge kasutage seadet kõrge temperatuuri ja õhuniiskuse korral.
3. Ärge kasutage seadet silmahaiguste, silmapõletiku, glaukoomi, katarakti, võrkkesta eraldumise ja teiste tõsiste silmahaiguste korral. Silmahaiguste korral konsulteerige oma silmaarstiga.
5. Vaimse puude korral kasutage ainult järelevaataja juuresolekul .
6. Kui seadme kasutusel tekib ebamugavustunne siis lõpetage koheselt
6. Vältige silmamassaaži seadme kasutamist joomisel, soovitatavalt olge lamavas või istuvas asendis.
7. Sellel massaažiparaadil on kuuma kompressi funktsioon, seda peab tähele panema inimene kellel on tundlikkus kõrge temperatuuri suhtes.
8. Palun pange massaažiseade silmadele enne kui seadme sisse lülitate, nii väldite õhkpatjade üle rõhu kahjustusi
9. Enne kasutamist tuleb eemaldada kontaktläätsed, juukseklambrid ja juuksekaunistused, mis jäävad seadme piirkonda.
10. See massaažiseade on personaalne toode, mis ei asenda meditsiini ega meditsiiniseadmeid.
11. Palun lõpetage kohe selle kasutamine ja konsulteerige oma arstiga, kui tunnete valu või tõsist ebamugavustunnet.
12. Käesolev massaažiseade on ette nähtud koduseks elektrooniliseks tervishoiuks, mida ei kohaldata diagnoosimise, ravi ja muude kaubanduslike kasutusvaldkondade suhtes.
13. Kui on seadet on vaja puhastada siis kasutage selleks meditsiinilise alkoholiga niisutatud puuvilla lappe, toodet ei tohi veega pesta. Ärge pange seda vedeliku sisse .
14. Keelatud on toode ise lahti monteerida.
15. Palun kasutage selles ettevõttes välja töötatud toiteadapteri pistikut ja olge hoolsad elektriseadme kasutusel.
16. Palun sulgege silmad ja kasutage seda toodet. Pärast kasutamist silmad hägustuvad ja silmad selginevad 1-3 minuti pärast.

### **Tõrkeotsing ja tehnilised tulemusnäitajad:**

Kui esineb rike ja toode ei tööta korrapäraselt siis lülitage toode välja ja pöörduge seadme müüja poole abi saamiseks.

Ärge ise demonteerige ega proovige parandada!

**Hooldus:**

Kui toote korpus on määrdunud siis pühkige seda niiske lapiga.

Kui toode on eriti määrdunud siis kasutage puhastamiseks meditsiinilise alkoholiga niisutatud lappe.

Higistamise tulemusel või niiskuda massaažiseadme riidest maski osa, seda kuivatage kuiva puuvillase lapi või majapidamis paberiga.

Asetage seade pärast kasutamist turvalisse kohta. Ärge asetage seadmele raskeid esemeid .

Hoidke seadet niiskuskindlas kohas.

Rikke ilmnmisel tuleb paluda professionaalsel tehnilisel personalil remontida, ise mitte seadet lahti monteerida.

**Transport ja ladustamine ning spetsifikatsioon:**

Ümbritseva õhu temperatuur: -40 C ja 40 C

Suhteline õhuniiskus: mitte üle 80%, ei mingit söövitavat gaasi ja hästi - ventileeritud ruume.

Õhurõhk: 860 hpa-1060 hpa

Transport: selle toote pakend on varustatud seadmele löögikindlate ümbristega, mis sobivad õhu-, raudtee-, maantee ja laevatranspordiks. Pakendeid kaitske vihma ja pritsmete eest.

Kui ladustusaeg on pikem kui 6 kuud, tuleb karp avada seadme elektrisüsteemi kontrollimiseks

Toodete hoiustamisel tuleb ruumi hästi ventileerida ja vältida intensiivset päikesevalgust ja söövitavaid gaase.

**Toote spetsifikatsioon:**

Toote nimetus: silmamassaaži instrument

Tootemudel: 001

Nimipinge: DC 5V

Nimivõimsus: 4,5 W

Toiteadapter: AC 100-240 v DC 5V

Turvaline vool: < = 500MA

**BST****A RELIABLE TESTING FOR TRUST**

GLOBAL TESTING AND CERTIFICATION PRECISION SERVICE CLOUD FACTORY

# Certificate of Compliance

**Certificate No.** : BSTXD190311206101EC

**Applicant** : SHENZHEN XINGTAIKANG TECHNOLOGY CO. LTD.  
4A801, Zhonghe Garden, Tangxiayong, Songgang Town, Bao'an District, Shenzhen, China

**Manufacturer** : SHENZHEN XINGTAIKANG TECHNOLOGY CO. LTD.  
4A801, Zhonghe Garden, Tangxiayong, Songgang Town, Bao'an District, Shenzhen, China

**Product Name** : INTELLIGENT EYE MASSAGER

**Main Test Model** : XJ-668

**Additional Model** : XJ-688, XJ-518

**Test Standard** : EN 55014-1:2017  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 55014-2:2015

**As shown in the Test Report No.** : BSTXD190311206101ER

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.



**Christina Deng**  
**Manager**  
**Mar. 21, 2019**

**BST Technology (Shenzhen) Co.,Ltd.**

Add: No.7, New Era Industrial Zone, Guantian, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Certificate Search: <http://www.bst-lab.com>, Tel:400-882-9628, 8009990305, E-mail:christina@bst-lab.com